



THERMO FEEL (typ TIP-THERM)



Product codes:

Reference: 31278

Product short description:

Przyrząd **THERMO FEEL (typ TIP-THERM)** używany jest w diagnostyce symetrycznej polineuropatii obwodowej oraz przy badaniach przesiewowych w neuropatii cukrzycowej.

Product description:

Przyrząd **THERMO FEEL (typ TIP-THERM)** używany jest w diagnostyce symetrycznej polineuropatii obwodowej oraz przy badaniach przesiewowych w neuropatii cukrzycowej.

Urządzenie pozwala w szybki sposób zdiagnozować zaburzenia czucia temperatury m.in. przy tzw. stopie cukrzycowej poprzez dotyknięcie ciała ciepłą końcówką z tworzywa sztucznego lub też zimną ze stopu metali. Wykonany jest ze stopu metali i tworzywa sztucznego, praktycznie niezniszczalny. Kieszonkowy rozmiar umożliwia diagnostykę w domu pacjenta.

Product features:

Product attributes:

