



Lampa FOTOVITA FV - 10 duża



Product codes:

Reference: FV-10L

Product short description:

Fototerapia jest skuteczna w 80 proc. przypadków i nie powoduje skutków ubocznych. Jej efekty widać już po kilku dniach.

Product description:

Zalety fototerapii:

- zapobiega zimowej depresji,
 - usuwa złe samopoczucie, apatię, uczucie smutku i lęk,
 - pomaga w walce z bezsennością,
 - pomaga w walce z okresową bulimią,
 - łagodzi objawy zespołu na-pięcia przedmiesiączkowego,
 - jest tańsza od farmakoterapii,
 - jest bezpieczna, można ją stosować nawet u kobiet w ciąży i podczas karmienia,
 - nie powoduje skutków ubocznych.
-



Fototerapia jest skuteczna w 80 proc. przypadków i nie powoduje skutków ubocznych. Jej efekty widać już po kilku dniach. Fototerapia jest bardzo wygodna - można ją stosować w warunkach domowych. Fototerapia pomaga w regulowaniu dobowego rytmu snu i czuwania (szczególnie ważne dla osób cierpiących na bezsenność). Ułatwia życie osobom pracującym na zmiany oraz ludziom podróżującym między kontynentami, którzy cierpią na syndrom jet lag spowodowany zmianą stref czasowych. Fototerapia nie może być stosowana jedynie u osób zażywających leki, które wywołują nadwrażliwość na światło oraz u ludzi ze schorzeniami narządu wzroku.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 250 W
- sposób zasilania świetlówek: przez przetwornice wysokiej częstotliwości (HF)
- natężenie oświetlenia: 9500 lx w odległości 50 cm, 5000 lx w odległości 75 cm
- trwałość świetlówek: 10 000 godzin pracy
- klasa zabezpieczenia ppor.: 1
- klasa ochronności: I
- wymiary: 560 x 345 x 120 mm

Leczenie światłem jest bezbolesne i nie niesie ze sobą niebezpieczeństwa poparzenia skóry, ponieważ lampy nie emitują promieniowania ultrafioletowego.

Objawy niepożądane, jak podrażnienie oczu czy ból głowy, występują sporadycznie i dają się łatwo wyeliminować poprzez skrócenie czasu naświetlania i zwiększenie odległości od źródła światła.

Naświetlanie należy rozpocząć natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów depresji sezonowej lub na tydzień przed zmianą czasu z letniego na zimowy. Fototerapię powinno stosować się dwa razy dziennie: rano i wczesnym wieczorem (co najmniej na dwie godziny przed snem).

Zaleca się, aby każdy seans trwał od 30 do 60 minut. Pacjent powinien siedzieć w odległości około pół metra przed lampą i co chwila spoglądać w światło.

Product features:

Properties: 560 x 345 x 120 mm

zasilanie: 230 V 50 Hz

klasa ochronności: I

Product attributes:

