

Żarówka do instrumentów laryngologicznych Heine



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: -

Krótki opis:

Każda żarówka HEINE została zaprojektowana z przeznaczeniem do konkretnego instrumentu.

Opis produktu

Każda żarówka HEINE została zaprojektowana z przeznaczeniem do konkretnego instrumentu. Poszczególne typy żarówek różnią się następującymi parametrami:

Temperatura koloru:

Bazując na innowacyjnej technologii ksenonowo-halogenowej HEINE XHL® Xenon Halogen Technology, tworzymy żarówki o temperaturze koloru idealnie dopasowanej do przeznaczenia diagnostycznego instrumentu. Zapewniamy tym samym odpowiednie zbalansowanie jasności oświetlenia, tak by zachować prawdziwy kolor tkanki, jednocześnie maksymalizując precyzję diagnozy.

Żywotność żarówki:

Czas pracy żarówek HEINE jest o 50% dłuższy w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami. Są żywotne i wydajne.

Bezpieczeństwo:

Zaawansowana technologia i ścisłe procedury wytwarzania gwarantują bezpieczeństwo pracy i eliminują ryzyko implozji żarówki.

Optyczna jakość podczas użytkowania:

Jakość użytkowania każdego instrumentu HEINE zależy od żarówki, która go zasila. Soczewki, które są wbudowane w szklaną bańkę żarówki, precyzyjne umiejscowienie świecącego włókna i jednolity strumień świetlny są głównymi czynnikami, które zapewniają zadowalającą jakość każdego instrumentu HEINE.

Cechy produktu:

Atrybuty produktu:

żarówka instrumenty laryngologiczne: depresor języka, XHL 2,5V, depresor języka, XHL 3,5V, lusterko krtaniowe proste, XHL 2,5V, lusterko krtaniowe proste, XHL 3,5V, lusterko krtaniowe zagięte, XHL 2,5V, lusterko krtaniowe zagięte, XHL 3,5V