

System płukania przewodu słuchowego - otoclear / Spray Wash Kit - zestaw



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: 7295

Krótki opis:

Bezpieczny system OtoClear -Spray Wash Kit został stworzony by skutecznie usuwać woszczyne z przewodu słuchowego. Kształt końcówki zabezpiecza przed zbyt głęboką aplikacją urządzenia do przewodu słuchowego.

Opis produktu

Strumień wody skierowany jest na ścianki przewodu słuchowego, a nie w błonę bębenkową. Tak ukierunkowany strumień wody eliminuje efekty występujące w innych technikach wodnego płukania ucha - takich jak: zawroty głowy, senność, przemieszczenie woskowiny w głąb kanału usznego, perforacja lub inne schorzenia błony bębenkowej.

W skład zestawu wchodzi:

- butelka
- łącznik
- 5 sztuk końcówek otoclear

-
- basen uszny

Cechy produktu:

Atrybuty produktu: