

Analizator składu ciała Charder U310



Nr Katalogowy U310

Przenośny analizator składu ciała U310 CHARDER od producenta sprzętu medycznego! Powstał z myślą o sportowcach, dietetykach i fizjoterapeutach. Pełna analiza składu ciała wykonywana jest przez smartfon (Android i Iphone) poprzez bezpłatną aplikację CHARDER Proscan.

Przenośny analizator składu ciała U310 CHARDER od producenta sprzętu medycznego! Ciesz się nowym inteligentnym sposobem mierzenia składu ciała i śledzenia postępów!

Analizator pozwoli w zaledwie 25 sekund dokonać analizy składu ciała oraz ocenić efektywność treningów a postęp będzie widoczny na ekranie LCD. Po zakończeniu pomiaru wyniki są automatycznie zapisywane w aplikacji CHARDER ProScani podzielone na kilka łatwych w użyciu modułów do wygodnego zarządzania i śledzenia postępów. Oprogramowanie do pobrania na App Store i Gpogle Play za darmo.

Kluczowe wyniki analizy składu ciała

język aplikacji

Polski, Angielski

Analiza mięśni

Miękka beztłuszczowa masa, masa mięśni szkieletowych

Analiza składu ciała

waga, tłuszcz, mięśnie, masa w organizmie, masa kostna, typ sylwetki, rekomendacja w zakresie zmian nawyków

Analiza mięśni

Miękka beztłuszczowa masa, masa mięśni szkieletowych

Analiza mięśni - segmentowa

Analiza mięśni wedle segmentów pozwala na wykrycie braku równowagi w organizmie i odpowiednie dopasowanie treningu.

Analiza otyłości

Masa tłuszczowa, procent tkanki tłuszczowej, wskaźnik masy ciała, poziom trzewnej tkanki tłuszczowej.

Analiza otyłości - segmentowa

Analiza tkanki tłuszczowej dla wszystkich czterech kończyn, tułowia oraz tłuszczu trzewnego. (5 segmentów pomiaru).

Analiza typu ciała

Podstawowa przemiana materii, typ ciała, wiek ciała, analiza typu ciała.

Jednostki

Metryczne, imperialne.

Udostępnij wyniki

Wysyłaj wyniki pomiarów do innych osób z łatwością, pozwalając im śledzić postępy, jakie poczynili.

Automatycznie rejestruj wyniki

Pożegnaj się z błędami pióra i papieru oraz w transkrypcji, ponieważ wyniki są automatycznie i bez wysiłku przesyłane do aplikacji Charder ProScan w celu łatwego śledzenia. Wysyłaj wyniki do innych osób jednym kliknięciem! W aplikacji nie ma limitu pomiarów - w jednej aplikacji można mieć dowolną ilość użytkowników

Analizuj wyniki i postępy

Sformułuj programy treningowe oparte na danych w oparciu o wyniki składu ciała każdego pacjenta! Oblicz postępy i uzyskaj wgląd w dane, demonstrując skuteczność Twoich osobistych

programów treningowych! Automatycznie rejestruj wynik.

Lekki i przenośny

U310 został zaprojektowany dla trenerów osobistych, którzy są w ciągłym ruchu! U310 waży zaledwie 2,2 kg a zwijany przewód sprawia, że urządzenie jest łatwe w obsłudze zarówno dla dzieci, jak i dorosłych!

Specyfikacja:

Analiza impedancji bioelektrycznej (BIA)

10 pomiarów impedancji: 2 częstotliwości (5kHz, 50kHz) dla 5 segmentów (prawe ramię, lewe ramię, tułów, prawa noga, lewa noga)

Elektrody

8-punktowa konstrukcja elektrody dotykowej

Wyświetlacz

85 (W) x 80 (H): mm

3.3 (W) x 3.1 (H) cal

Pojemność / podziałka

0-200kg ($\pm 1\%$)

Wiek pacjenta

6-85 lat

Wyjście / transmisja

Bezprzewodowy (BT) (kompatybilny z urządzeniami iOS 12.1+ i Android 4.1.2+)

Czas trwania pomiaru

Około 25 sekund

Parametry sprawności

Podstawowa przemiana materii, całkowity wydatek energetyczny, wskaźnik masy beztłuszczowej, wskaźnik mięśni szkieletowych

Wymiary urządzenia (przybliżone)

385 (L) x 350 (W) x 50.5 (H): mm

15.2 (L) x 13.8 (W) x 2.0 (H): cale

Waga urządzenia

Około 2,2 kg (4,9 funta)

Źródło prądu

Zasilacz (w zestawie) lub baterie 4 szt. AA