

Dermatoskop HEINE DELTA 30 PRO



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: K-235.28.305

Krótki opis:

W zestawie:dermatoskop DELTA 30 PRO z płytką kontaktową z podziałką, ładowarką E4-USBC i przewodem, w etui.

Opis produktu

W tym najnowszym modelu, moduły podświetleniowe, oczywiście w standardzie LED HQ zostały ustawione pod kątem

względem oświetlanej powierzchni, przez co światło dociera również do głębszych warstw skóry. Daje to niezwykle żywe, przestrzenne wrażenie zmian – podobne do obrazu 3D. Zastosowana w tym modelu funkcja HEINE colorSHIFT to prawdziwa nowość na skalę światową. Umożliwia ona łatwe dostosowanie temperatury barwowej do własnych przyzwyczajeń.

1. Niezwykłe żywy, przestrzenny obraz zmian chorobowych
2. Wybierz kolor światła zgodnie z własnymi preferencjami dzięki funkcji HEINE colorSHIFT
3. Solidny i trwały
4. Intuicyjny i ergonomiczny

Niezwykłe żywe, przestrzenne wrażenie zmian chorobowych

Bardzo dobra ocena struktury przestrzennej zmian możliwa dzięki głębszej penetracji światła dzięki kątowemu i kierunkowemu rozmieszczeniu LED HQ

Łatwiejsze rozróżnianie ciemnych i białych struktur i wzorów podczas polaryzacji

Przełączanie między światłem spolaryzowanym i niespolaryzowanym za naciśnięciem przycisku = funkcja przełączania

Krystalicznie czysty obraz, niezależnie od tego, czy wolisz pracować z bliska, czy z daleka

Duże pole widzenia z „rzeczywistą” średnicą 30 mm dzięki obiektywowi o średnicy 32 mm

Wybór barwy światła zgodnie z własnymi preferencjami dzięki funkcji HEINE colorSHIFT

4 stopnie temperatury barwowej od ciepłej bieli do niebieskawej bieli

Możliwość dostosowania do własnych przyzwyczajeń i preferencji lub wyzwania związanych z badaną zmianą.

Solidny i trwały

Aluminiowa rama

Szczególnie odporna na środki dezynfekujące dzięki zastosowaniu nowych tworzyw sztucznych

Wygodne czyszczenie

Szklane soczewki

Ulepszona żywotność baterii

Intuicyjność i ergonomia

Ergonomiczna obsługa dzięki zaoblonej konstrukcji urządzenia

Skala na okularze pokazuje ustawienie ostrości – dla łatwego wstępnego wyboru określonych ustawień dla konkretnych użytkowników i/lub do użytku z kamerą lub smartfonem

Łatwe ładowanie dzięki USB-C

Akumulator z technologią litowo-jonową: brak efektu pamięci; można bezpiecznie ładować akumulator niezależnie od jego stanu naładowania

Stabilne i bezpieczne ładowanie za pomocą ładowarki stołowej Charger 30 (dostępna opcjonalnie lub w zestawie z dermatoskopem)

Szybka zmiana z badania kontaktowego na bezkontaktowe

Niestandardowa intensywność światła: 3 stopnie natężenia światła

10-krotne powiększenie

Eliminacja zakażeń krzyżowych: autoklawowalna płytką kontaktowa ze skalą

Mała płytką kontaktowa do trudno dostępnych zmian (dostępna opcjonalnie lub w zestawie z dermatoskopem)

Możliwość dokumentacji cyfrowej

Wygodne i intuicyjne zarządzanie obrazami i danymi za pomocą oprogramowania HEINE DERManager (opcja).

Bezpłatne, podstawowe oprogramowanie do zarządzania obrazami w formie aplikacji na smartfon

Łatwe obrazowanie cyfrowe za pomocą prawie wszystkich dostępnych smartfonów dzięki nowemu uniwersalnemu adapterowi Mag (dostępny opcjonalnie lub w zestawie z dermatoskopem)

Cechy produktu:

Atrybuty produktu: