

Test TNO



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: TNO

Krótki opis:

Test służy do oceny widzenia obuocznego, kolejne obrazy są ułożone w kolejności od najłatwiejszego do najtrudniejszego.

Opis produktu

Doskonały test oparty na figurach widzialnych wyłącznie przy "współdziałaniu" obu oczu w celu uzyskania obrazu stereoskopowego(przy użyciu okularów czerwono-zielonych). Umożliwia zarówno szybkie stwierdzenie, czy widzenie stereoskopowe w ogóle ma miejsce, jak i precyzyjną ocenę wrażliwości przestrzennej. 6 tablic przeznaczonych do badania osób dorosłych i dzieci. Tablice I – III pozwalają na szybkie określenie, czy pacjent w ogóle widzi stereoskopowo. Pozostałe tablice służą do dokładnego określenia stopnia wrażliwości przestrzennej. Tablica V powinna być użyta jako kryterium „przepustowe”

Uwaga!

Test nie zawiera okularów !!!

Okulary czerwono-zielone anaglifowe(filtry plastikowe) do kupienia osobno.

Cechy produktu:

Atrybuty produktu: