

THERMO FEEL (typ TIP-THERM)



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: 31278

Krótki opis:

Przyrząd **THERMO FEEL (typ TIP-THERM)** używany jest w diagnostyce symetrycznej polineuropatii obwodowej oraz przy badaniach przesiewowych w neuropatii cukrzycowej.

Opis produktu

Przyrząd **THERMO FEEL (typ TIP-THERM)** używany jest w diagnostyce symetrycznej polineuropatii obwodowej oraz przy badaniach przesiewowych w neuropatii cukrzycowej.

Urządzenie pozwala w szybki sposób zdiagnozować zaburzenia czucia temperatury m.in. przy tzw. stopie cukrzycowej poprzez dotykanie ciała ciepłą końcówką z tworzywa sztucznego lub też zimną ze stopu metali. Wykonany jest ze stopu metali i tworzywa sztucznego, praktycznie niezniszczalny. Kieszonkowy rozmiar umożliwia diagnostykę w domu pacjenta.

Cechy produktu:

Atrybuty produktu:
