



Dermatoskop Heine mini 3000 LED



Product codes:

Reference: -

Product short description:

Dermatoskop mini 3000 LED to nowoczesny dermatoskop kieszonkowy o wysokiej jakości optyki, dostępny dotychczas z oświetleniem halogenowym XHL. Teraz, dostępny również w technologii LED HQ o najwyższym na rynku współczynniku CRI 95 (czerwony pozostaje czerwony, niebieski jest niebieski).



Product description:

Dermatoskop mini 3000 LED to nowoczesny dermatoskop kieszonkowy o wysokiej jakości optyki, dostępny dotychczas z oświetleniem halogenowym XHL. Teraz, dostępny również w technologii LED HQ o najwyższym na rynku współczynniku CRI 95 (czerwony pozostaje czerwony, niebieski jest niebieski).

- Powiększenie 10x. Duży, dokładny obraz o wysokiej rozdzielczości.
- Solidna metalowa konstrukcja. Bardzo wytrzymała.
- Technologia LED HQ gwarantująca najwierniejsze odzwierciedlenie rzeczywistych kolorów. Wartość CRI 95, a dla czerwieni ponad 90 zapewnia, że kolory w oświetleniu LED jakości HEINE pozostaną bez zmian.
- Homogeniczne, jasne oświetlenie całego obrazu z temperaturą koloru 4000 K.
- Dwukrotnie jaśniejszy od konwencjonalnego oświetlenia XHL.
- Efektywne oświetlenie LED HQ pozwala na nieprzerwaną pracę ponad 8 godzin.
- Wirtualna, Nielimitowana żywotność diody LED HQ gwarantuje 50.000 godzin pracy.
- Dermatoskop mini 3000 LED powiadomi o wyczerpaniu baterii, zmniejszając jasność świecenia odpowiednio wcześniej. Przed użyciem, dermatoskop sprawdzi stan naładowania baterii byś nie został, w trakcie badania, bez instrumentu diagnostycznego.
- Klips z wbudowanym automatycznym wyłącznikiem. Instrument wyłącza się automatycznie po wsunięciu do kieszeni.
- Kompendium dermatoskopowe. Ułatwia rozpoznanie różnicowe.
- Dwuczęściowy – rękojeść i główka optyczna.
- Wysokiej jakości rękojeść: chromowane wykończenie, termoplastik. Rękojeść z antypoślizgowego materiału, odporna na wstrząsy, bardzo wytrzymała.
- Wymienne baterie. Typ AA.

Product features:

Product attributes:

płytki kontaktowa: gładka, ze skalą mm

