



---

## Łyżka Laryngoskopowa KaWe FLAPLIGHT F.O.



©KaWe

### Product codes:

Reference: -

### Product short description:

### Product description:

Ruchoma końcówka łyżki ułatwia dobrą widoczność podczas procesu intubacji nawet w przypadku trudnych warunków anatomicznych. Poprawa widoczności i działania dźwigni dolnej zmniejsza ryzyko urazu krtani i zębów.

- matowa stal nierdzewna zapobiega refleksom światła
  - wymienny światłowód Ø 4 mm, minimum 5500 pojedynczych włókien
  - mocne światło: > 4.200 Lux /dla rękojeści 2,5 V, > 12.500 Lux /dla rękojeści 3,5 V (mierzone w odległości 35 mm od źródła emisji światła)
  - do sterylizacji w autoklawie do 134°C ok.4000 razy
  - kompatybilna ze wszystkimi rękojeściami zgodnymi z DIN EN ISO 7376-3
  - zagięcie końcówki łyżki nawet do 60°
-



---

**Product features:**

**Product attributes:**

Łyżki laryngoskopowe - rozmiary: 2, 3, 4

