



STET CLEAN - przenośne urządzenie dezynfekujące do stetoskopów internistycznych



Product codes:

Reference: STET CLEAN

Product short description:

Przenośne urządzenie dezynfekujące (sterylizujące) - wersja dla stetoskopów internistycznych



Product description:



Urządzenie przenośne do dezynfekcji stetoskopu, zaprojektowane specjalnie w celu zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa i głębokiej higieny dzięki działaniu diody UV-C - pasuje do każdego stetoskopu internistycznego.

Stet CLEAN jest specjalnie **zaprojektowany, aby zmieścić się w kieszeni fartucha lub scrubsa**, dzięki swojej lekkości, poręczności i ograniczonej powierzchni, nadaje się do natychmiastowego użycia, po każdym osłuchaniu pacjenta.

CECHY TECHNOLOGICZNE

- innowacyjna technologia UV-C LED.
- automatyczny podwójny poziom czyszczenia: 3 minuty dla standardowej dezynfekcji, 2 minuty więcej dla głębszej dezynfekcji,
- automatyczne włączenie po umieszczeniu głowicy stetoskopu.
- podwójny system kontroli - czujnik optyczny i mechaniczny - aby intensywne światło sterylizujące UV-C nie uszkodziło wzroku użytkownika
- mikroprocesor do kontroli napromieniowania i bezpieczeństwa
- niewielka waga (100 gramów) i kieszonkowy rozmiar
- wskaźnik pracy: trwający zabieg, zakończony zabieg, niski poziom baterii, usterka
- wbudowany akumulator z ładowaniem poprzez wtyczkę USB za pomocą standardowego przewodu micro USB
- produkt opatentowany.

SPOSÓB UŻYCIA

- automatyczne rozpoczęcie i zakończenie dezynfekcji stetoskopu
- sygnalizacja diodą stanu urządzenia: sterylizacja w trakcie - miganie niebieskiej diody, sygnalizacja niskiego poziomu naładowania wbudowanych w Stet CLEAN akumulatorów.
- automatyczne wyłączenie następuje po zakończeniu pełnego 5 minutowego cyklu sterylizacji stetoskopu.
- natychmiastowe automatyczne wyłączenie procesu, jeśli stetoskop zostanie wyjęty z sterylizatora.

PLUSY DLA UŻYTKOWNIKA

- Stet CLEAN gwarantuje dezynfekcję stetoskopu co możliwe jest po każdej auskultacji.
- dren stetoskopu mniej narażony na działanie agresywnych środków chemicznych stosowanych obecnie do czyszczenia - co wydłuży życie Twojego stetoskopu.
- rozwiązanie typu „wszystko w jednym” (przenośność, długa żywotność baterii, proste ładowanie)
- brak ingerencji w codzienną rutynę (łatwy w użyciu, łatwy do przenoszenia).



Product features:

Product attributes:

