



Oftalmoskop Heine BETA 200 LED z rękojeścią akumulatorową BETA4 USB



Product codes:

Reference: C-011.28.388

Product short description:

Oftalmoskop Heine BETA 200 LED z rękojeścią akumulatorową BETA4 USB, ładowarką sieciową E4-USB i podstawką.

Product description:

Oftalmoskop z wyjątkowym asferycznym systemem optycznym pozwalający na usunięcie refleksu rogówkowego i tęczówkowego (zasada Gullstranda).

- Asferyczny Układ Optyczny (AOS) pozwala na usunięcie refleksu rogówkowego i tęczówkowego. Oftalmoskopy serii BETA 200 pozwalają na uwidocznienie całej oświetlonej części siatkówki nawet przez wąską źrenicę. Konwencjonalne oftalmoskopy umożliwiają uwidocznienie jedynie części oświetlonej okolicy siatkówki.
 - LED w jakości HEINE. Nowy standard oświetlenia LED dostarcza absolutnie równomiernego i jasnego światła z wiernym odzwierciedleniem barw dla precyzyjnej diagnozy. Czerwony jest czerwony, niebieski jest niebieski. Temperatura koloru 3500 K, wskaźnik odwzorowania koloru (CRI)>97, a specjalny wskaźnik dla koloru czerwonego (R9)>93 przy maksimum skali wynoszącym 100.
 - Oświetlenie LED jest dokładnie dopasowane do układu optycznego dzięki czemu dostarcza bardzo jasnego i równomiernego światła – dla pewności stawianej diagnozy.
 - Oftalmoskop BETA 200 LED posiada kółko Recoss'a z 27 soczewkami co umożliwia przeprowadzenie badania nawet u
-



pacjentów o dużych wadach refrakcji.

- Zakres od -35D do +40D
- Jedyna w swoim rodzaju, bezstopniowa regulacja jasności pomiędzy maksymalną wartością (100%) a 3% maksymalnej wartości przy użyciu jednego palca.
- Brak refleksów światła dzięki wbudowanemu wielokrotnie powlekanemu warstwami antyrefleksyjnymi okienku wziernemu – dla pewniejszej diagnozy.
- Precyzyjna obsługa instrumentu przy użyciu jednej tylko dłoni. Ergonomiczny kształt zapewnia elastyczność w trakcie badania.
- Nadaje się zarówno dla rozszerzonych jak i nierozszerzonych źrenic.
- Ergonomiczna forma wpasowuje się wygodnie w oczodół i zapobiega przenikaniu światła z otoczenia.

Product features:

Product attributes:

