

## Rękojeść laryngoskopowa (światłowodowa) Heine standardowa 3,5V



Nr Katalogowy F-002.22.863

Rękojeść kompatybilne ze Sterrad® i innymi procedurami sterylizacji gazowo-plazmowej.

zasilanie: 2 baterie akumulatorowe 3,5 V

- Rękojeść kompatybilne ze Sterrad® i innymi procedurami sterylizacji gazowo-plazmowej.
- Rękojeść zasilana przez 2 baterie akumulatorowe 3,5 V.
- Rękojeści z baterią akumulatorową są zawsze gotowe do użytku. Baterie akumulatorowe są bardziej przyjazne dla środowiska w porównaniu do baterii alkalicznych.
- Moduł zewnętrzny wraz z zamkiem może być sterylizowany lub autoklawowany bez modułu wewnętrznego z bateriami alkalicznymi i żarówką. Moduł wewnętrzny z baterią akumulatorową może być ładowany w ładowarce NT w czasie sterylizacji modułu zewnętrznego.
- Kompatybilne ze wszystkimi łyżkami laryngoskopowymi w standardzie ISO 7376-3/EN 1819 (zielony standard).