

Łyżka Laryngoskopowa KaWe FLAPLIGHT F.O.



©KaWe

Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: -

Krótki opis:

Opis produktu

Ruchoma końcówka łyżki ułatwia dobrą widoczność podczas procesu intubacji nawet w przypadku trudnych warunków anatomicznych. Poprawa widoczności i działania dźwigni dolnej zmniejsza ryzyko urazu krtani i zębów.

- matowa stal nierdzewna zapobiega refleksom światła
- wymienny światłowód Ø 4 mm, minimum 5500 pojedynczych włókien
- mocne światło: > 4.200 Lux /dla rękojeści 2,5 V, > 12.500 Lux /dla rękojeści 3,5 V (mierzone w odległości 35 mm od źródła emisji światła)
- do sterylizacji w autoklawie do 134°C ok.4000 razy
- kompatybilna ze wszystkimi rękojeściami zgodnymi z DIN EN ISO 7376-3
- zagięcie końcówki łyżki nawet do 60°

Cechy produktu:

Atrybuty produktu:

Łyżki laryngoskopowe - rozmiary: 2, 3, 4