

Łyżka Laryngoskopowa KaWe FLAPLIGHT F.O. MEGALIGHT



©KaWe

Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: -

Krótki opis:

Opis produktu

Ruchoma końcówka łyżki ułatwia dobrą widoczność podczas procesu intubacji nawet w przypadku trudnych warunków anatomicznych. Poprawa widoczności i działania dźwigni dolnej zmniejsza ryzyko urazu krtani i zębów.

- matowa stal nierdzewna zapobiega refleksom światła
- ze zintegrowanym światłowodem Ø 3,0 x 7,0 mm, min. 8000 pojedynczych włókien
- najmocniejsze światło: > 6.000 Lux /dla rękojeści 2,5 V, > 13.000 Lux /dla rękojeści 3,5V (mierzone w odległości 35 mm od źródła emisji)
- do sterylizacji w autoklawie w temp. do 134°C – ok. 4000 razy
- kompatybilna ze wszystkimi rękojeściami zgodnymi ze standardem DIN EN ISO 7376-3
- zagięcie końcówki łyżki nawet do 60°

Cechy produktu:

Atrybuty produktu:

Łyżki laryngoskopowe - rozmiary: 2, 3, 4