


Zdalny odczyt analizy składu ciała z MBF6010 Charder SmartDataManager dla MBF



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: -

Krótki opis:

Bezpłatny program do odczytu analizy składu ciała dokonywanego z analizatora składu ciała [MBF6010](#).

Opis produktu

Oprogramowanie PC tworzy wirtualny panel analizatora bezpośrednio na komputerze użytkownika z możliwością kopiowania każdego z parametrów do dowolnego oprogramowania w tym EDM.

Oprogramowanie współpracuje z analizatorem składu ciała CHARDER MBF6010 poprzez przewód podłączony do złącza USB lub przez połączenie Bluetooth (jeśli analizator jest wyposażony w Bluetooth).

W przypadku kiedy analizator wyposażony jest w wzrostomierz elektroniczny CHARDER HM200D pomiar wzrostu jest również parametrem przetwarzanym przez oprogramowanie.

Oprogramowanie jest bezpłatne! Link do pobierania zostaje wysłany automatycznie na adres e-mail po dokonaniu zamówienia za 0 zł.

Główne cechy oprogramowania:

- wyświetlanie i możliwość kopiowania do dowolnego oprogramowania każdego parametru mierzonego.

- możliwość eksportu i archiwizacji pomiarów do plików .CSV
- możliwość wydruku mierzonych parametrów na dowolnej drukarce podłączonej do komputera.

Program wyświetla poniższe parametry:

- Data pomiaru analizy
- Wprowadzony Typ sylwetki
- Wprowadzona płeć pacjenta
- Wprowadzony wiek pacjenta
- Wzrost - automatycznie odczytany z wzrostomierza elektronicznego HM200D lub wzrost wprowadzony ręcznie podczas pomiaru
- Wprowadzona Tara
- Waga pacjenta
- BMI – Body Mass Index
- FM – Procent tkanki tłuszczowej (%)
- FM – Masa tkanki tłuszczowej (kg)
- FFM – Beztłuszczowa masa ciała (kg)
- TBW – Masa wody w organizmie (kg)
- TBW% – Procent wody w organizmie (%)
- MA – Wiek metaboliczny
- VF – wskaźnik tłuszczu visceralnego (trzewnego)
- BMR- Podstawowa przemiana materii (kcal/dobę)
- MM - Masa mięśni
- Imedancja
- VFALEVEL - poziom tkanki tłuszczowej trzewnej
- Health Score - wynik Zdrowia
- ECW - Woda pozakomórkowa (L)
- ICW - Woda wewnątrz komórkowa (L)
- PM - Masa protein.

Cechy produktu:

Atrybuty produktu: