

Oftalmoskop Heine BETA 200 2,5 V, główka optyczna



Nr Katalogowy C-001.30.100

Posiada asferyczny system optyczny pozwalający na usunięcie refleksu rogówkowego i tęczówkowego (zasada Gullstranda). Szklana optyka.

Posiada asferyczny system optyczny pozwalający na usunięcie refleksu rogówkowego i tęczówkowego (zasada Gullstranda). Szklana optyka.

- Unikatowy system optyczny. Oddzielenie strumienia światła oświetlającego i strumienia światła obserwacyjnego za pomocą asferycznego systemu optycznego (zasada Gullstranda) pozwala na usunięcie refleksu rogówkowego i tęczówkowego. Oftalmoskop BETA 200 pozwala na uwidocznienie całej oświetlonej części siatkówki nawet przez wąską źrenicę. Konwencjonalne oftalmoskopy umożliwiają uwidocznienie jedynie części oświetlonej okolicy siatkówki.
- Żarówka w technologii ksenonowo-halogenowej XHL. Jasne, białe światło.
- Okienko wzierne wgłębione i pokryte wielowarstwowo dla usunięcia promieni świetlnych z otoczenia.
- Szczelna obudowa, zabezpieczony przed kurzem. Nie wymaga konserwacji.
- Układ optyczny zamontowany na metalowej ramie. Dokładność obrazu, trwałość.
- Ergonomiczny kształt. Komfort badania w każdej pozycji.

-
- Miękka podwórka brwiowa. Ochrona okularów badającego, stabilne ustawienie oftalmoskopu.
 - 6 przesłon z niezależnym filtrem beczcerwiennym dla każdej przesłony. Przesłony: szczelina, gwiazdka fiksacyjna z biegunowymi liniami koordynacyjnymi, niebieski filtr kobaltowy, duże kółko, małe kółko, półkole.
 - Szeroki zakres soczewek od -35D do +40D: ostrość nawet przy wysokich wadach refrakcji.
 - Zasilanie rękojeściami HEINE BETA