

Filtr antybakteryjny i antywirusowy (filtr do spirometru uniwersalny)



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: -

Krótki opis:

Stosowanie filtrów przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych chroni przed zakażeniami krzyżowymi, szpitalnymi.
Modele o początku symbolu PBF-100M to FILTRO-USTNIKI do spirometru.

Opis produktu

Stosowanie filtrów przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych chroni przed zakażeniami krzyżowymi, szpitalnymi. Filtr pasuje do spirometrów firmy Piston, SensorMedics, PK Morgan, Micromedical, MIR, Vitalograph, Jaeger, BTL. Do spirometrów gdzie średnice są rozbieżne proponujemy profesjonalne przejściówki - adaptory średnic.

Modele o początku symbolu PBF-100M to FILTRO-USTNIKI.

Tabela kompatybilności z zakładce POBIERZ

Filtr do spirometru marki Piston posiada zarówno świadectwa skuteczności i atesty wydane przez Nelson Laboratories

(Nelson laboratories) i Health Protection Agency (HPA).

PBF-100-G	ISO-30 medyczny stożek Końcówka żeńska: ID 30,9mm, kąt stożka 1:20 mm, kąt stożka 1:20	Końcówka męska: OD 30,2	Piston SensorMedics PK Morgan BTL GERATHERM THORMED MES - Lungtest - (MES z przejściówką kliknij link jeśli chcesz kupić łącznik)
FILTRO-USTNIK PBF-100M-G	ISO-30 medyczny stożek Końcówka żeńska: ID 30,9mm, kąt stożka 1:20	Filtr jest również ustnikiem – eliptyczny kształt od strony pacjenta	
PBF-100-W	Końcówka męska: OD 30,2 mm, kąt stożka 2°	Końcówka żeńska: OD 30,2 mm, kąt stożka 1:20	Micromedical MIR Vitalograph MICRO GARD CAREFUSION
FILTRO-USTNIK PBF-100M-W	Końcówka męska: OD 30,2 mm, kąt stożka 2°	Filtr jest również ustnikiem – eliptyczny kształt od strony pacjenta	
PBF-100-B	Końcówka męska: ID: 29,9 mm, kąt stożka 1: 50	Końcówka żeńska: ID 29,9 mm, kąt stożka 1:50	Jaeger PNEUMO Spirometr Orbit
FILTRO-USTNIK PBF-100M-B	Końcówka męska: ID: 29,9 mm, kąt stożka 1: 50	Filtr jest również ustnikiem – eliptyczny kształt od strony pacjenta	

Z danych producenta wynika, iż po przeprowadzeniu około 1000 badań z zamkniętego filtra można wyizolować ponad 10.000 milionów drobnoustrojów z tego w większości to:

- Acinetobacter calcoaceticus (var Anitratus),
- Acinetobacter calcoaceticus (var Lwoffii),
- Achromobacter xylosoxidans,
- Alkaligenes denitrificans,
- Alkaligenes spp,
- Citrobacter freundii,
- Aerobic spore bearing bacillus,
- Coliform Gram negative bacilli,
- Enterobacter agglomerrans,
- Flavobacterium spp,
- Klebsiella pneumoniae,
- Pseudomonas fluorescens,
- Pseudomonas spp,
- Staphylococcus albus,
- Staphylococcus aureus,
- Streptococcus spp (haemolytic),
- Xanthomonas spp,

- Penicillium spp.

Do spirometrów gdzie średnice są rozbieżne np: Fleischl, PreVent, Ultradźwiękowy firmy Ganshorn, Shutter Type:1 i Type:2, oscylometryczny **proponujemy przejściówki**.

Cechy produktu:

Atrybuty produktu:

rodzaj filtry: PBF-100-G-C, PBF-100-G-M (filtry-ustnik), PBF-100-W-C, PBF-100-W-M (filtry-ustnik), PBF-100-B-C, PBF-100-B-M (filtry-ustnik)